

Der Bandmeister-Bandmesser

Auf der rechten Seite dieses Dokuments finden Sie den Bandmesser von Bandmeister. Dieser dient zur Ermittlung der idealen Bandlänge für das Handgelenk.

Drucken Sie dieses Dokument bitte aus und achten Sie dabei auf eine Skalierung von 100 % (also ohne Vergrößerung oder Verkleinerung beim Druck). Danach den Bandmesser ausschneiden und den weiteren Schritten der unten stehenden Anleitung folgen. Prüfen Sie am besten den korrekten Ausdruck, indem Sie die Mess-Skala im oberen Bereich des Bandmessers nachmessen.

Kein Drucker? Nutzen Sie den Bandmeister-Service. Sollten Sie über keine Möglichkeit verfügen, den Bandmeister-Bandmesser auszudrucken, so senden wir Ihnen diesen gerne zu. Sie können den Bandmeister-Bandmesser in unserem Shop unter <https://bandmeister.de/bandmesser> versandkostenfrei bestellen.

Anleitung: Ideale Bandlänge messen.




1. Schritt:

Den Bandmesser so anlegen, dass die Abbildung der Uhr so aufliegt wie eine echte Uhr. Der Bandmesser kann bei Bedarf zur besseren Handhabung mit etwas Klebeband am Handgelenk fixieren werden.



2. Schritt:

Den Bandmesser eng um das Handgelenk wickeln, um die Stelle, an der sonst die Uhr getragen wird. Der Bandmesser sollte nicht verrutschen, damit eine einwandfreie Ermittlung der Bandlänge stattfinden kann.



3. Schritt:

Die Pfeile links und rechts am Bandmesser zeigen auf die ideale Bandgröße. Zeigen die Pfeile genau auf eine Linie, dann ist die kleinere Zahl oberhalb der Linie die ideale Bandgröße.



1 cm 1 cm
2 cm

Illustrations based on CC-BY-works by reecheey.com

reecheey

1	107mm
2	113mm
3	119mm
4	125mm
5	131mm
6	137mm
7	143mm
8	149mm
9	155mm
10	161mm
11	167mm
12	173mm
13	179mm
14	185mm
15	191mm
16	197mm
17	203mm
18	209mm
19	215mm